



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 1049
Наш знак Република Србија
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Ваш знак Београд, Хајдук Вељкова 10
Датум 21.03.2018.

Na osnovu Člana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (u daljem tekstu: Naručilac), Novi Sad, donosi

**Izmene i dopune konkursne dokumentacije
u postupku javne nabavke dobara – Hirurški konci i ostali šavni materijal, JN 4-03d/18**

Naručilac menja i dopunjuje konkursnu dokumentaciju u delu tabelarnih ponuda (excel tabela) u okviru sledećih partija kako sledi:

1) Partija broj 1 – Sintetski resorptivni konac, monofilament

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	6/0	45 ljubičast	13	1/2 kruga okrugla	kom	24
2	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni	5/0	45 nebojen	16	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	60
3	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni	4/0	45 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra	kom	612
4	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni	3/0	45 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	36

MENJA SE potrebna količina za stavku broj 3

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	6/0	45 ljubičast	13	1/2 kruga okrugla	kom	24
2	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni	5/0	45 nebojen	16	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	60
3	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni	4/0	45 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra	kom	720
4	Poliglecaprone, monofilament, resorptivni	3/0	45 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	36

2) Partija broj 2 – Sintetski resorptivni upredeni konac, polifilament

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	6/0	70 ljubičast	13	1/2 kruga okrugla	kom	180
2	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	5/0	75 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	144
3	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	4/0	70 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	720
4	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	4/0	75 ljubičast	20	1/2 kruga okrugla	kom	312
5	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	22	1/2 kruga okrugla	kom	720
6	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	720
7	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	252
8	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	31	1/2 kruga okrugla	kom	132
9	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	36	1/2 kruga okrugla	kom	36
10	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	0	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	108
11	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	1	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	12
12	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	4/0	6 X 45 ljubičast		bez igle	kom	288
13	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	3/0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	240
14	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	2/0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	480
15	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	72
16	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	4/0	75 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	216

17	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	3/0	75 neoboje	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	156
18	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	3/0	75 ljubičast	20	1/2 okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24

MENJA SE potrebna količina za stavke broj 2, 4, 5, 9 i 18

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	6/0	70 ljubičast	13	1/2 kruga okrugla	kom	180
2	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	5/0	75 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	300
3	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	4/0	70 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	720
4	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	4/0	75 ljubičast	20	1/2 kruga okrugla	kom	384
5	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	22	1/2 kruga okrugla	kom	756
6	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	720
7	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	252
8	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	31	1/2 kruga okrugla	kom	132
9	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	36	1/2 kruga okrugla	kom	72
10	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	0	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	108
11	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	1	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	12
12	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	4/0	6 X 45 ljubičast		bez igle	kom	288
13	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	3/0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	240
14	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	2/0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	480
15	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	0	2 X 70 ljubičast		bez igle	kom	72

16	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	4/0	75 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	216
17	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	3/0	75 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	156
18	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	3/0	75 ljubičast	20	1/2 okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	48

3) Partija broj 4 – Sintetski neresorptivni konac, monofilament, polipropilen

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	72
2	Polypropylene monofilament, neresorptivni	7/0	60 plav	9,3	dupla, 3/8 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	12
3	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	0
4	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	12
5	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra sa redukovanim sečivom	kom	360
6	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	24	3/8 kruga obrnuta oštra sa dvostrukom silikonizacijom	kom	360
7	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	432
8	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	720
9	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	576
10	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	31	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24
11	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	40	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24

12	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	576
13	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	45 plav	16	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	144
14	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	90 plav	17	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	24
15	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	75 plav	60	ravna obrnuta oštra	kom	12

MENJA SE potrebna količina za stavke broj 3 i 12

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	72
2	Polypropylene monofilament, neresorptivni	7/0	60 plav	9,3	dupla, 3/8 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	12
3	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	12
4	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	12
5	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra sa redukovanim sečivom	kom	360
6	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	24	3/8 kruga obrnuta oštra sa dvostrukom silikonizacijom	kom	360
7	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	432
8	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	720
9	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	576
10	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	31	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24
11	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	40	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24

12	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	36
13	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	45 plav	16	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	144
14	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	90 plav	17	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	24
15	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	75 plav	60	ravna obrnuta oštra	kom	12

4) Partija broj 5 – Sintetski neresorptivni konac, monofilament, poliamid

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Količina
1	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	24	3/8 kruga obrnuta oštra	48
2	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	19	3/8 kruga obrnuta oštra, sa redukovanim sečivom	120
3	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	288
4	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra	72
5	Polyamid monofilament	3/0	75 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	362
6	Polyamid monofilament	3/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	72
7	Polyamid monofilament	2/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	144
8	Polyamid monofilament	0	150 crni loop	31	1/2 kruga okrugla	36

MENJA SE potrebna količina za stavke broj 2 i 3.

DODAJE SE stavka broj 9


Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Količina
1	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	24	3/8 kruga obrnuta oštra	48
2	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	19	3/8 kruga obrnuta oštra, sa redukovanim sečivom	360
3	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	360
4	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra	72
5	Polyamid monofilament	3/0	75 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	362
6	Polyamid monofilament	3/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	72


7	Polyamid monofilament	2/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	144
8	Polyamid monofilament	0	150 crni loop	31	1/2 kruga okrugla	36
9	Polyamid monofilament	6/0	45 crni	16	3/8 kruga oštra sa redukovanim sečivom i dvostrukom silikonizacijom	36

U prilogu izmena nalazi se tabelarna ponuda (**excel tabela**).

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU


 Vanja Vujinović
 organizaciona sestra Odeljenja operacionih sala


 Mirjana Kačavenda, dipl.ecc