



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број 1845
Наш знак Република Србија
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Ваш знак ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД, Хајдук Вељкова 10
Датум 09.06.2019

Na osnovu Člana 63. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (u daljem tekst: Naručilac), Novi Sad, donosi

**Izмене конкурсне документације
u поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара –
Хируршки конци и остали шавни материјал, JN 6-05d/19**

Naručilac menja i dopunjuje konkursnu dokumentaciju kako sledi:

- 1) U konkursnoj dokumentaciji u delu tabelarnih ponuda (excel tabela), partija broj 2 – Sintetski resorptivni upredeni konac, polifilament

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	6/0	70 ljubičast	13	1/2 kruga okrugla	kom	108
2	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	5/0	75 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	276
3	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	4/0	70 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	684
4	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	4/0	75 ljubičast	20	1/2 kruga okrugla	kom	384
5	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	22	1/2 kruga okrugla	kom	828
6	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	144
7	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	180
8	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	31	1/2 kruga okrugla	kom	96
9	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	36	1/2 kruga okrugla	kom	48
10	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	0	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	144
11	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	1	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	96
12	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	4/0	6 X 45 ljubičast		bez igle	kom	144

13	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	3/0	2 X 70 ljubičast	bez igle		kom	120
14	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	3/0	6 X 45 ljubičast	bez igle		kom	168
15	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	2/0	2 X 70 ljubičast	bez igle		kom	288
16	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	0	2 X 70 ljubičast	bez igle		kom	48
17	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	4/0	75 neobojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	180
18	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	3/0	75 neobojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	168
19	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	2/0	75 neobojen	26	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	24
20	Polyglactin 910 brzoresorbujući upredeni, resorptivni	5/0	45 neobojen	19	3/8 obrnuta oštra	kom	36
21	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	3/0	75 ljubičast	20	1/2 okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24
22	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	0	45	bez igle sa kanilom dužine 29 cm, omča		kom	12

MENJA SE u delu potrebne količine za stavke broj 17 i 18, i glasi:

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	6/0	70 ljubičast	13	1/2 kruga okrugla	kom	108
2	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	5/0	75 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	276
3	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	4/0	70 ljubičast	17	1/2 kruga okrugla	kom	684
4	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	4/0	75 ljubičast	20	1/2 kruga okrugla	kom	384
5	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	22	1/2 kruga okrugla	kom	828
6	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom, antibakterijski	3/0	70 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	144
7	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	26	1/2 kruga okrugla	kom	180

8	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	31	1/2 kruga okrugla	kom	96
9	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	2/0	75 ljubičast	36	1/2 kruga okrugla	kom	48
10	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	0	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	144
11	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	1	90 ljubičast	40	1/2 kruga okrugla jača	kom	96
12	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	4/0	6 X 45 ljubičast	bez igle		kom	144
13	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	3/0	2 X 70 ljubičast	bez igle		kom	120
14	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni, sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	3/0	6 X 45 ljubičast	bez igle		kom	168
15	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	2/0	2 X 70 ljubičast	bez igle		kom	288
16	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni sa triklosanom (antiseptikom), antibakterijski	0	2 X 70 ljubičast	bez igle		kom	48
17	Polyglactin 910 brzo resorbujući upredeni, resorptivni	4/0	75 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	156
18	Polyglactin 910 brzo resorbujući upredeni, resorptivni	3/0	75 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	120
19	Polyglactin 910 brzo resorbujući upredeni, resorptivni	2/0	75 nebojen	26	3/8 obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	24
20	Polyglactin 910 brzo resorbujući upredeni, resorptivni	5/0	45 nebojen	19	3/8 obrnuta oštra	kom	36
21	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	3/0	75 ljubičast	20	1/2 okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24
22	Polyglactin 910 upredeni, resorptivni	0	45	bez igle sa kanilom dužine 29 cm, omča		kom	12

- 2) U konkursnoj dokumentaciji u delu tabelarnih ponuda (excel tabela), partija broj 3 – Neresorptivni konac, monofilamentni, čelična žica i prirodna svila

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polypropylene monofilament, neresorptivni	8/0	60 plav	6,50	dupla, 3/8 kruga okrugla od sa dvostrukom silikonizacijom	kom	36
2	Polypropylene monofilament, neresorptivni	10/0	13 plav	5	3/8 kruga okrugla	kom	12
3	Polypropylene monofilament, neresorptivni	9/0	13 plav	5	3/8 kruga okrugla	kom	12
4	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	48
5	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	45 plav	26	3/8 kruga obrnuta oštra, sa redukovanim sečivom	kom	108
6	Polypropylene monofilament, neresorptivni	7/0	60 plav	9,3	dupla, 3/8 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	36
7	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	12
8	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	120
9	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra sa redukovanim sečivom	kom	96
10	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	24	3/8 kruga obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	144
11	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	264
12	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	120
13	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	45 plav	16	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	120
14	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	336
15	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	31	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24

16	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	40	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	12
17	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	36
18	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	45 plav	16	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	72
19	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	90 plav	17	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	72
20	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	75 plav	60	ravna obrnuta oštra	kom	24
21	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	72
22	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	19	3/8 kruga obrnuta oštra, sa redukovanim sečivom	kom	432
23	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	360
24	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	96
25	Polyamid monofilament	3/0	75 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	360
26	Polyamid monofilament	3/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	72
27	Polyamid monofilament	2/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	180
28	Polyamid monofilament	0	150 crni Ioop	31	1/2 kruga okrugla	kom	12
29	Polyamid monofilament	6/0	45 crni	16	3/8 kruga oštra sa redukovanim sečivom i dvostrukom silikonizacijom	kom	36
30	Braided silk (upredena svila)	2/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	120
31	Braided silk (upredena svila)	3/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	216
32	Braided silk (upredena svila)	0	75 crni	31	1/2 kruga okrugla	kom	36
33	Braided silk (upredena svila)	1	75 crni	36	1/2 kruga okrugla	kom	36
34	Braided silk (upredena svila)	2/0	75 crni	26	1/2 kruga okrugla	kom	36
35	Braided silk (upredena svila)	3/0	75 crni	20	1/2 kruga okrugla	kom	72
36	Braided silk (upredena svila)	4/0	75 crni	17	1/2 kruga okrugla	kom	36
37	Čelična žica, monofilamentna	4	4 x 45	48	1/2 kruga okrugla jača, sa oštrim vrhom	kom	12

MENJA SE u delu potrebne količine za stavke broj 2, 3, 4, 8, 18 i 22 glasi:

Redni broj	Naziv	Debljina konca	Dužina konca cm (+5%)	Dužina igle mm (+5%)	Oblik i opis igle	Jedinica mere	Količina
1	Polypropylene monofilament, neresorptivni	8/0	60 plav	6,50	dupla, 3/8 kruga okrugla od sa dvostrukom silikonizacijom	kom	36
2	Polypropylene monofilament, neresorptivni	10/0	13 plav	5	3/8 kruga okrugla	kom	0
3	Polypropylene monofilament, neresorptivni	9/0	13 plav	5	3/8 kruga okrugla	kom	0
4	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	12
5	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	45 plav	26	3/8 kruga obrnuta oštra, sa redukovanim sečivom	kom	108
6	Polypropylene monofilament, neresorptivni	7/0	60 plav	9,3	dupla, 3/8 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	36
7	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla od Wolfram Rhenium legure sa višeslojnom silikonizacijom	kom	12
8	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	75 plav	13	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	60
9	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra sa redukovanim sečivom	kom	96
10	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	24	3/8 kruga obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	144
11	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	264
12	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	45 plav	19	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	120
13	Polypropylene monofilament, neresorptivni	5/0	45 plav	16	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	120
14	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	45 plav	26	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	336
15	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	31	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalcifikovano tkivo	kom	24
16	Polypropylene monofilament, neresorptivni	2/0	90 plav	40	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za	kom	12

					kalčifikovano tkivo		
17	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	90 plav	26	dupla, 1/2 kruga okrugla, sa oštrim zasečenim vrhom za kalčifikovano tkivo	kom	36
18	Polypropylene monofilament, neresorptivni	6/0	45 plav	16	3/8 kruga standardna oštra, sa redukovanim sečivom	kom	36
19	Polypropylene monofilament, neresorptivni	4/0	90 plav	17	dupla, 1/2 kruga okrugla	kom	72
20	Polypropylene monofilament, neresorptivni	3/0	75 plav	60	ravna obrnuta oštra	kom	24
21	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	72
22	Polyamid monofilament	5/0	45 crni	19	3/8 kruga obrnuta oštra, sa redukovanim sečivom	kom	216
23	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	360
24	Polyamid monofilament	4/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	96
25	Polyamid monofilament	3/0	75 plavi	24	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	360
26	Polyamid monofilament	3/0	45 plavi	19	3/8 kruga obrnuta oštra sa redukovanim sečivom	kom	72
27	Polyamid monofilament	2/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	180
28	Polyamid monofilament	0	150 crni loop	31	1/2 kruga okrugla	kom	12
29	Polyamid monofilament	6/0	45 crni	16	3/8 kruga oštra sa redukovanim sečivom i dvostrukom silikonizacijom	kom	36
30	Braided silk (upredena svila)	2/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	120
31	Braided silk (upredena svila)	3/0	45 crni	26	3/8 kruga obrnuta oštra	kom	216
32	Braided silk (upredena svila)	0	75 crni	31	1/2 kruga okrugla	kom	36
33	Braided silk (upredena svila)	1	75 crni	36	1/2 kruga okrugla	kom	36
34	Braided silk (upredena svila)	2/0	75 crni	26	1/2 kruga okrugla	kom	36
35	Braided silk (upredena svila)	3/0	75 crni	20	1/2 kruga okrugla	kom	72
36	Braided silk (upredena svila)	4/0	75 crni	17	1/2 kruga okrugla	kom	36
37	Čelična žica, monofilamentna	4	4 x 45	48	1/2 kruga okrugla jača, sa oštrim vrhom	kom	12

Navedene izmene čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

U prilogu ovih izmena konkursne dokumentacije nalazi se konkursna dokumentacija sa uvrštenim izmenama.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

